

MagniLink

ZIP Premium FHD

Mobiles Vorlagenlesekamerasystem
mit integriertem Monitor



technisch führend - menschlich nah

PAPENMEIER
RehaTechnik

MagniLink ZIP Premium FHD

Im Schul- und Berufsalltag begegnen Sehbehinderte vielen verschiedenen Herausforderungen, die den Einsatz von Vorlagenlesekameras notwendig machen.

Mit dem mobilen MagniLink ZIP Premium FHD sind Sie in der Schule, der Universität oder im Beruf diesen Herausforderungen jederzeit gewachsen. Dank des integrierten Monitors mit Bedienungsleiste ist es von anderem Zubehör unabhängig und flexibel nutzbar. Zusätzlich ist MagniLink ZIP Premium FHD sowohl für den Netzbetrieb als auch mit einem Akku ausgerüstet.



FUNKTIONEN

Vergrößerung
Full HD-Auflösung
Volle Bewegungsauflösung
Darstellung in Echtfarbe und Falschfarben
Schwenkbare Kamera
Hilfslinie/Zeilenabdeckung
Festverbauter Akku
Festverbauter Kreuztisch DIN A4

13,3" Monitor	17,3" Monitor
1,1 bis 35 fach	1,4 bis 45 fach
ja	ja
60 Hz	60 Hz
ja	ja
ja	ja
ja	ja
optional	optional
optional	optional



Technische Daten:

- Full-HD Autofokuskamera, schwenkbar
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- Gewicht ohne Akku: 3,7 kg (13"); 4,3 kg (17")
- Betriebszeit Akku/Ladedauer:
bis 5 h /2,5 h (13"); bis 4,5 h /2,5 h (17")



Lieferumfang:

- Kamera
- Tragetasche
- Bedienungsanleitung
- Netzadapter



MagniLink ZIP Premium FHD, zusammengeklappt

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Gerne beraten wir Sie persönlich unter:

Telefon +49 2304 946 0

Internet www.papenmeier-rehatechnik.de