

# Compact 6HD & 6HD Speech

Mobiles Bildschirmlesegerät im Taschenformat



## Compact 6HD und Compact 6HD Speech

Seinen Alltag möchte jeder Mensch so selbstständig wie möglich gestalten. Auf das Verständnis und die Hilfe fremder Personen angewiesen zu sein, nur um Kleingedrucktes zu lesen oder Formulare auszufüllen, kann bisweilen sehr unangenehm sein.

Mit Compact 6HD bzw. Compact 6HD Speech haben Sie jederzeit eine handliche, leichte, elektronische Lupe im Taschenformat bei sich. Entworfen für Ihren Alltag!



### FUNKTIONEN

Vergrößerung	
2 Kameras mit HD Autofokus	
Darstellung in Echtfarbe und weiteren Farbkombinationen	
Akkulaufzeit	
Aufklappbarer Leseständer	
Texterkennung	
Vorlesefunktion (>30 Sprachen)	
Integrierter Lautsprecher	
Bluetooth-Headset Anschluss (ab V4.0)	

	Compact 6HD	Compact 6HD Speech
Vergrößerung	ja	ja
2 Kameras mit HD Autofokus	ja	ja
Darstellung in Echtfarbe und weiteren Farbkombinationen	16	16
Akkulaufzeit	3 h	3 h
Aufklappbarer Leseständer	ja	ja
Texterkennung	nein	ja
Vorlesefunktion (>30 Sprachen)	nein	ja
Integrierter Lautsprecher	nein	ja
Bluetooth-Headset Anschluss (ab V4.0)	nein	ja



### Technische Daten:

- Vergrößerung: 0,5 bis 21fach
- Abmessungen: 18,3 x 9,5 x 1,4 cm (B x H x T)
- Gewicht: 270 g
- Bildschirm:  
Diagonale: 15,1 cm (5,94 Zoll)  
Auflösung: 1280 x 720 Pixel  
Kontrast: 700:1  
Helligkeit: 350 cd/qm
- Kamera: 2 x HD Autofokus
- Lithium-Ionen-Akku: Laufzeit ca. 3 Stunden



### Lieferumfang:

Schutztasche, Trageband, Netzteil, Anleitung, USB-Headset-Adapter (beim Compact 6HD Speech)

## ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Gerne beraten wir Sie persönlich unter:

Telefon +49 2304 946 0

Internet [www.papenmeier-rehatechnik.de](http://www.papenmeier-rehatechnik.de)



Compact 6HD Speech