

MagniLink S Premium FHD

Mobile Vorlagenlesekamera für Schule und Beruf



MagniLink S Premium FHD

Im Schul- und Berufsalltag begegnen Sehbehinderte vielen verschiedenen Herausforderungen, die den Einsatz von Vorlagenlesekameras notwendig machen. Mit dem leichten, portablen MagniLink S Premium FHD sind Sie in der Schule, der Universität oder im Beruf diesen Herausforderungen jederzeit gewachsen. Mit wenigen Handgriffen aufgebaut ist es dank des integrierten Bedienteils sofort und überall einsatzbereit.



FUNKTIONEN

- Vergrößerung
- Full HD-Auflösung
- Volle Bewegungsauflösung
- Darstellung in Echtfarbe und 6 Falschfarben
- Voll schwenkbare Kamera
- HDMI Anschluss
- USB 3.0 Anschluss
- Zusätzlich bedienbar via PC-Tastatur
- Vorlesefunktion via OCR Erkennung

	ML S Premium Standalone	ML S Premium USB	ML S Premium Text to Speech
Vergrößerung	ja	ja	ja
Full HD-Auflösung	ja	ja	ja
Volle Bewegungsauflösung	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Darstellung in Echtfarbe und 6 Falschfarben	ja	ja	ja
Voll schwenkbare Kamera	ja	ja	ja
HDMI Anschluss	ja	ja	ja
USB 3.0 Anschluss	nein	ja	ja
Zusätzlich bedienbar via PC-Tastatur	nein	ja	ja
Vorlesefunktion via OCR Erkennung	nein	nein	ja



Lieferumfang:

- Kamera
- USB/HDMI-Adapter
- Kabel: USB, HDMI zu DVI, HDMI zu HDMI
- Etui und Poliertuch
- USB-Stick mit Software bei USB und TTS
- Bedienungsanleitung
- Netzadapter

Optionales Zubehör:

- Für den mobilen Einsatz:
Kreuztisch in DIN A4-Größe
- Für den stationären Einsatz:
Dockingstation in DIN A3-Größe
- Separates Bedienteil



Technische Daten:

- Full-HD Autofokuskamera, 360° schwenkbar
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- Vergrößerung: 1,1 bis 75-fach
- Arbeitshöhe: 31 cm
- Gewicht: 1,9 kg
- Kompatibilität: ZoomText ab 10.X; SuperNova ab 12; Windows ab 7; Mac OS 10.6 mit iMac 1.1.1



MagniLink S Premium FHD

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Gerne beraten wir Sie persönlich unter:

Telefon +49 2304 946 0

Internet www.papenmeier-rehatechnik.de