


# ClearView

## GO 15

Mobiles Vorlagenlesekamerasystem  
mit integriertem Monitor



## ClearView GO 15

Im Schul- und Berufsalltag begegnen Sehbehinderte vielen verschiedenen Herausforderungen, die den Einsatz von Vorlagenlesekameras notwendig machen. Mit dem mobilen ClearView GO 15 sind Sie in der Schule, der Universität oder im Beruf diesen Herausforderungen jederzeit gewachsen. Dank des integrierten Monitors mit Bedienungsleiste ist es von anderem Zubehör unabhängig und flexibel nutzbar. Zusätzlich ist ClearView GO 15 sowohl für den Netzbetrieb als auch mit einem Akku ausgerüstet.



### FUNKTIONEN

Vergrößerung
Full HD-Auflösung
Volle Bewegungsauflösung
Darstellung in Echtfarbe und Falschfarben
Schwenkbare Kamera
Hilfslinie/Zeilenabdeckung
Festverbauter Akku
HDMI-Ausgang
Gerätehöhe, zusammengeklappt

### 15,6" Monitor

1,4 bis 120 fach
ja
60 Hz
ja
ja
ja
5 h
ja
6,8 cm



### Technische Daten:

- Full-HD Autofokuskamera, schwenkbar
- Abmessungen (B x H x T):  
38,1 x 6,8 x 40 cm Transport,  
38,1 x 56,4 x 40 cm Betrieb
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- Gewicht: 4,7 kg
- Betriebszeit Akku/Ladedauer: bis 5 h /2,5 h



### Lieferumfang:

- Kamera
- Tragetasche
- Bedienungsanleitung
- Netzadapter



ClearView GO 15

**ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!**

**Gerne beraten wir Sie persönlich unter:**

Telefon +49 2304 946 0

Internet [www.papenmeier-rehatechnik.de](http://www.papenmeier-rehatechnik.de)