

VISULEX[®]

Compact 6HD Compact 6HD Speech

Mobiles Bildschirmlesegerät im Taschenformat



VISULEX® Compact 6HD und Compact 6HD Speech

Seinen Alltag möchte jeder Mensch so selbstständig wie möglich gestalten. Auf das Verständnis und die Hilfe fremder Personen angewiesen zu sein, nur um Kleingedrucktes zu lesen oder Formulare auszufüllen, kann bisweilen sehr unangenehm sein.

Mit VISULEX Compact 6 HD bzw. VISULEX Compact 6 HD Speech haben Sie jederzeit eine handliche, leichte, elektronische Lupe im Taschenformat bei sich. Entworfen für Ihren Alltag!



FUNKTIONEN

Vergrößerung	
2 Kameras mit HD Autofokus	
Darstellung in Echtfarbe und weiteren Farbkombinationen	
Schnappschuss-Speicher	
Akkulaufzeit	
Aufklappbarer Leseständer	
Texterkennung	
Vorlesefunktion (>30 Sprachen)	
Integrierter Lautsprecher	
Bluetooth-Headset Anschluss (ab V4.0)	

Compact 6HD	Compact 6HD Speech
ja	ja
ja	ja
4	16
1	mehrere
3 h	3 h
ja	ja
nein	ja
nein	ja
nein	ja
nein	ja



Technische Daten:

- **Vergrößerung:** 0,5 bis 21fach
- **Abmessungen:** 18,3 x 9,5 x 1,4 cm (B x H x T)
- **Gewicht:** 270 g
- **Bildschirm:**
Diagonale: 15,1 cm (5,94 Zoll)
Auflösung: 1280 x 720 Pixel
Kontrast: 700:1
Helligkeit: 350 cd/qm
- **Kamera:** 2 x HD Autofokus
- **Lithium-Ionen-Akku:** Laufzeit ca. 3 Stunden



Lieferumfang:

Schutztasche, Trageband, Netzteil, Anleitung, USB-Headset-Adapter (beim Compact 6HD Speech)

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Gerne beraten wir Sie persönlich unter:

Telefon +49 2304 946 0

Internet www.papenmeier-rehatechnik.de



VISULEX® Compact 6HD Speech

Technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.
09.2016
RS/350-530