


# ZoomText

## Magnifier with Speech

Erleichterte PC-Arbeit dank besserem Sehen



**ZoOmText**  
MAGNIFIER WITH SPEECH

**PAPENMEIER**  
RehaTechnik

# ZoomText – das Vergrößerungsprogramm für kristallklare Darstellung

Erleben Sie wie ZoomText, dank seiner Werkzeuge zum Vergrößern, zum Verstärken und zum Auslesen des Bildschirms, Ihre Arbeit am Rechner nachhaltig erleichtert. ZoomText wurde für Anwender jeder Altersklasse entwickelt mit den Zielen von Unabhängigkeit und Produktivität im privaten, schulischen und beruflichen Computereinsatz.



## FUNKTIONEN

- Leistungsstarke Vergrößerungsfenster, bis 60-fach
- xFont-Technologie
- Multimonitoring (max. 4)
- Touchscreen fähig
- Variable Monitorfarben
- Fokus-Verstärkung, Zeiger-Lokatoren
- Vergrößerung Printmaterial via Standard HD Webcam
- Komplette Bildschirmauslesung
- AppReader
- Definierbare Lesezonen
- Echofunktion Tastatur/Maus
- Vorlesefunktion aus Hintergrundanwendungen
- Auswählbare Premium Stimmen

	Magnifier	Magnifier with Speech
Leistungsstarke Vergrößerungsfenster, bis 60-fach	ja	ja
xFont-Technologie	ja	ja
Multimonitoring (max. 4)	ja	ja
Touchscreen fähig	ja	ja
Variable Monitorfarben	ja	ja
Fokus-Verstärkung, Zeiger-Lokatoren	ja	ja
Vergrößerung Printmaterial via Standard HD Webcam	ja	ja
Komplette Bildschirmauslesung	nein	ja
AppReader	nein	ja
Definierbare Lesezonen	nein	ja
Echofunktion Tastatur/Maus	nein	ja
Vorlesefunktion aus Hintergrundanwendungen	nein	ja
Auswählbare Premium Stimmen	nein	ja



### Systemvoraussetzungen:

- **Windows** 10, 8.1 oder 7 mit Service Pack 1 (oder höher)
- **Prozessor:** i5, i7 oder gleichwertig
- **Arbeitsspeicher:** 4 GB RAM, 8 GB empfohlen
- **Grafikkarte** mit Unterstützung für DirectX 10 oder höher; empfohlen: 256 MB zugewiesener Grafikspeicher
- **SSD-Laufwerk**
- **5-Punkte Multi-Touch-Display** für Touchscreen Unterstützung



### Lizenzierung:

ZoomText ist als Einzelplatz- oder Multiplatzlizenz erhältlich. Des Weiteren wird ein Lizenzdongle angeboten für Anwender, die ohne Internetzugang oder auf mehreren, verschiedenen Systemen mit ZoomText arbeiten. Aufgrund der Vergabe von lebenslangen Seriennummern (ILM) können hierüber mehrere Lizenzen verschiedener VFO-Softwareprodukte für einen Anwender verwaltet werden.

**ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!**

**Gerne beraten wir Sie persönlich unter:**

Telefon +49 2304 946 0

Internet [www.papenmeier-rehatechnik.de](http://www.papenmeier-rehatechnik.de)

Technische Änderungen vorbehalten.  
Sämtliche Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.  
09.2016 RS/353501