

BRAILLEX®

EL 40c

Mobile Blindenarbeitsplatzausstattung
der Extraklasse



**20 JAHRE
KOMPETENZ**

PAPENMEIER



PAPENMEIER
RehaTechnik

BRAILLEX® EL 40c

Jeder Blindenarbeitsplatz hat andere Anforderungen. Für den flexiblen und mobilen Einsatz im Job haben wir unsere Braillezeile BRAILLEX EL 40c geschaffen. In Verbindung mit einem Notebook ist es das optimale Hilfsmittel für alle blinden Nutzer.



FUNKTIONEN

Lesehöhe
Anzahl Braillemodule
Oberfläche Modulkappen
Einstellbare Braillepunkthärte
Routingtasten pro Modul
Frei wählbare Direktzugriffstasten
4-Wege Navigationsleiste
Modulare Bedienmodi der Navigationsleiste
Schnittstelle

BRAILLEX® EL 40c

18 mm
40
plan oder konkav
ja
2
ja
ja
3
USB



Highlights:

- Fehlerfrei Arbeiten: 40 hochwertige Braillemodule mit integrierten Doppelrouting-Tasten zum Steuern von Cursor und Maus
- Effizienzsteigerung durch frei wählbare Direktzugriffstasten
- Einhandbedienung mit der patentierten Navigationsleiste
- Kurze Einarbeitung durch modulares Bedienkonzept
- Angenehmes Lesegefühl und entspannte Lesehaltung
- Komplette Braillezeile inkl. der Braillemodule aus deutscher Produktion



Technische Daten:

- Abmessungen (B x H x T): 298 x 92,5 x 18 mm
- Gewicht: 640 g
- Anzahl Braillemodule: 40
- Kompatibilität: alle gängigen Betriebssysteme




Lieferumfang:

- BRAILLEX EL 40c
- Treiber für JAWS 32/64 bit, SuperNova, Apple VoiceOver, Linux
- Anleitung in Schwarzschrift und Braille
- Etui
- USB-Anschlusskabel

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Gerne beraten wir Sie persönlich unter:
Telefon +49 2304 946 0
Internet www.papenmeier-rehatechnik.de



BRAILLEX® EL 40c