

VISULEX®

Maki

Scharf sehen – ohne wenn und aber



PAPENMEIER
RehaTechnik

VISULEX® Maki

Sehbehinderungen und die daraus entstehenden Herausforderungen sind vielfältig und stellen die Betroffenen im Arbeitsalltag vor individuelle Herausforderungen. Unser hochauflösendes Vorlagenlesekamerasystem VISULEX Maki ist das optimale Hilfsmittel für individuelle Großschrift-Arbeitsplätze.

Egal welche Vorlage Sie betrachten, Sie sehen immer gestochen scharf, kontrastreich und selbstverständlich flimmerfrei. Dank der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten steigert VISULEX Maki die Effizienz Ihres Arbeitsalltags und beugt Ermüdungserscheinungen vor.



FUNKTIONEN

- Stufenlose Vergrößerung, bis 82-fach
- Volle Bewegungsauflösung
- Darstellung in Echtfarbe und var. Farbkombinationen
- Übersichtsmodus via Fadenkreuz-Ansicht
- Tafelbildfunktion dank schwenkbarer Kamera
- Stufenlos regelbare, blendfreie Ausleuchtung
- Darstellung spiegelnder Vorlagen dank Polarisierungsfilter
- Linien und Vorhänge einstellbar
- Speicherbare Einstellungssets

VISULEX® Maki
ja
60 Hz
ja
ja
ja
ja
ja
ja
2



Lieferumfang:

- Standfuß
- Kameraarm
- Bedieneinheit
- Netzteil
- Handbuch in Schwarzschrift

Optionales Zubehör:

- Kreuztisch
- Tischklemme
- Umschaltbox
- Bildmischer
- Software



Technische Daten:

- **Abmessungen:** (B x H x T) 32 x 52 x 35 cm
- **Full-HD Autofokuskamera**, 360° schwenkbar
- **Auflösung:** 1920 x 1080 Pixel
- **Optischer Zoom:** 1 bis 30-fach
- **Technischer Zoom:** 1 bis 82-fach



VISULEX® Maki, Bedienungspanel

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Gerne beraten wir Sie persönlich unter:

Telefon +49 2304 946 0

Internet www.papenmeier-rehatechnik.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.
09.2018 R3793/009