

# MagniLink

## ZIP Premium FHD

Mobiles Vorlagenlesekamarasystem  
mit integriertem Monitor



## MagniLink ZIP Premium FHD

Im Schul- und Berufsalltag begegnen Sehbehinderte vielen verschiedenen Herausforderungen, die den Einsatz von Vorlagenlesekameras notwendig machen.

Mit dem mobilen MagniLink ZIP Premium FHD sind Sie in der Schule, der Universität oder im Beruf diesen Herausforderungen jederzeit gewachsen. Dank des integrierten Monitors mit Bedienungsleiste ist es von anderem Zubehör unabhängig und flexibel nutzbar. Zusätzlich ist MagniLink ZIP Premium FHD sowohl für den Netzbetrieb als auch mit einem Akku ausgerüstet.



### FUNKTIONEN

Vergrößerung

Full HD-Auflösung

Volle Bewegungsauflösung

Darstellung in Echtfarbe und Falschfarben

Schwenkbare Kamera

Hilfslinie/Zeilenabdeckung

Festverbauter Akku

Festverbauter Kreuztisch DIN A4

USB-/HDMI-Ausgang

13,3" Monitor	17,3" Monitor
1,1 bis 35 fach	1,4 bis 45 fach
ja	ja
60 Hz	60 Hz
ja	ja
ja	ja
ja	ja
optional	optional
optional	optional
optional	optional



### Technische Daten:

- Full-HD Autofokuskamera, schwenkbar
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- Gewicht ohne Akku: 3,7 kg (13"); 4,3 kg (17")
- Betriebszeit Akku/Ladedauer:  
bis 5 h / 2,5 h (13"); bis 4,5 h / 2,5 h (17")



### Lieferumfang:

- Kamera
- Tragetasche
- Bedienungsanleitung
- Netzadapter



MagniLink ZIP Premium FHD, zusammengeklappt

**ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!**

**Gerne beraten wir Sie persönlich unter:**

Telefon +49 2304 946 0

Internet [www.papenmeier-rehatechnik.de](http://www.papenmeier-rehatechnik.de)

Technische Änderungen vorbehalten.  
Sämtliche Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.  
09.2016 RS/755/011