


VISULEX[®]

Compact 10HD

Compact 10HD Speech

Mobiles Bildschirmlesegerät



VISULEX® Compact 10HD und Compact 10HD Speech

Seinen Alltag möchte jeder Mensch so selbstständig wie möglich gestalten. Auf das Verständnis und die Hilfe fremder Personen angewiesen zu sein, nur um Kleingedrucktes zu lesen oder Formulare auszufüllen, kann bisweilen sehr unangenehm sein. Mit VISULEX Compact 10HD bzw. VISULEX Compact 10HD Speech haben Sie jederzeit eine große elektronische Lupe.



FUNKTIONEN

Vergrößerung	ja	ja
Kameras mit 13 MP-HD Autofokus	ja	ja
10 Zoll HD-Touch-Bildschirm	ja	ja
Darstellung in Echtfarbe und weiteren Farbkombinationen	16	16
Schnappschuss-Speicher	ja	ja
Akku Lauf-/Ladezeit	3,5 h/4,5 h	3,5 h/4,5 h
Klappbarer Kameraarm	ja	ja
Miracast-Drahtlosverbindung	ja	ja
Aufklappbarer Leseständer	ja	ja
Texterkennung	nein	ja
Vorlesefunktion (>30 Sprachen)	nein	ja
Integrierter Lautsprecher	nein	ja
Bluetooth-Headset Anschluss (ab V4.0)	nein	ja

	Compact 10HD	Compact 10HD Speech
Vergrößerung	ja	ja
Kameras mit 13 MP-HD Autofokus	ja	ja
10 Zoll HD-Touch-Bildschirm	ja	ja
Darstellung in Echtfarbe und weiteren Farbkombinationen	16	16
Schnappschuss-Speicher	ja	ja
Akku Lauf-/Ladezeit	3,5 h/4,5 h	3,5 h/4,5 h
Klappbarer Kameraarm	ja	ja
Miracast-Drahtlosverbindung	ja	ja
Aufklappbarer Leseständer	ja	ja
Texterkennung	nein	ja
Vorlesefunktion (>30 Sprachen)	nein	ja
Integrierter Lautsprecher	nein	ja
Bluetooth-Headset Anschluss (ab V4.0)	nein	ja



Technische Daten:

- Abmessungen: 26,2 x 18,7 x 3,2 cm (B x H x T)
- Gewicht: 915 g
- Bildschirm:
 - Diagonale: 25,4 cm (10 Zoll)
 - Auflösung: 1280 x 800 Pixel
 - Kontrast: 800:1
 - Helligkeit: 450 cd/qm



Lieferumfang:

Schutztasche, Netzteil, Anleitung, Reinigungstuch



Kameraarm VISULEX® Compact 10HD Speech

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Gerne beraten wir Sie persönlich unter:

Telefon +49 2304 946 0

Internet www.papenmeier-rehatechnik.de