

# BRAILLEX®

## EL 40c

Mobile Blindenarbeitsplatzausstattung  
der Extraklasse



# BRAILLEX® EL 40c

Jeder Blindenarbeitsplatz hat andere Anforderungen. Für den flexiblen und mobilen Einsatz im Job haben wir unsere Braillezeile BRAILLEX EL 40c geschaffen. In Verbindung mit einem Notebook ist es das optimale Hilfsmittel für alle blinden Nutzer.



## FUNKTIONEN

- Lesehöhe
- Anzahl Braillemodule
- Oberfläche Modulkappen
- Einstellbare Braillepunkthärte
- Routingtasten pro Modul
- Frei wählbare Direktzugriffstasten
- 4-Wege Navigationsleiste
- Modulare Bedienmodi der Navigationsleiste
- Schnittstelle

## BRAILLEX® EL 40c

18 mm
40
plan oder konkav
ja
2
ja
ja
3
USB

## Highlights:

- Fehlerfrei Arbeiten: 40 hochwertige Braillemodule mit integrierten Doppelrouting-Tasten zum Steuern von Cursor und Maus
- Effizienzsteigerung durch frei wählbare Direktzugriffstasten
- Einhandbedienung mit der patentierten Navigationsleiste
- Kurze Einarbeitung durch modulares Bedienkonzept
- Angenehmes Lesegefühl und entspannte Lesehaltung
- Komplette Braillezeile inkl. der Braillemodule aus deutscher Produktion



## Technische Daten:

- Abmessungen (B x H x T): 298 x 92,5 x 18 mm
- Gewicht: 640 g
- Anzahl Braillemodule: 40
- Kompatibilität: alle gängigen Betriebssysteme



## Lieferumfang:

- BRAILLEX EL 40c
- Treiber für JAWS 32/64 bit, SuperNova, Apple VoiceOver, Linux
- Anleitung in Schwarzschrift und Braille
- Etui
- USB-Anschlusskabel




## ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Gerne beraten wir Sie persönlich unter:

Telefon +49 2304 205 0

[www.papenmeier-rehatechnik.de](http://www.papenmeier-rehatechnik.de)



BRAILLEX® EL 40c