

ClearView

GO 15

Mobiles Vorlagenlesekamerasystem
mit integriertem Monitor



technisch führend - menschlich nah

PAPENMEIER

RehaTechnik 

ClearView GO 15

Das ClearView Go 15 ist dank seines kompakten und klappbaren Designs ein Bildschirmlesegerät, das perfekt für Menschen geeignet ist, die an unterschiedlichen Orten Vergrößerungen brauchen, auf Lesekomfort, Benutzerfreundlichkeit und eine umfassende Funktionalität jedoch nicht verzichten wollen. Neben einem höhenverstellbaren Full-HD Monitor verfügt es über eine drehbare 3-in-1-Kamera. Mit dieser können Sie Texte und Objekte in der Ferne und in der unmittelbaren Nähe vergrößern sowie sich selbst wie in einem Spiegel betrachten.



FUNKTIONEN

- Vergrößerung
- Full HD-Auflösung
- Volle Bewegungsauflösung
- Darstellung in Echtfarbe und Falschfarben
- Schwenkbare Kamera
- Hilfslinie/Zeilenabdeckung
- Festverbauter Akku
- HDMI-Ausgang
- Gerätehöhe, zusammengeklappt

15,6" Monitor

1,4 bis 120 fach
ja
60 Hz
ja
ja
ja
5 h
ja
6,8 cm

Technische Daten:

- Full-HD Autofokuskamera, schwenkbar
- Abmessungen (B x H x T):
38,1 x 6,8 x 40 cm Transport,
38,1 x 56,4 x 40 cm Betrieb
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- Gewicht: 4,7 kg
- Betriebszeit Akku/Ladedauer: bis 5 h /2,5 h



Lieferumfang:

- Kamera
- Tragetasche
- Bedienungsanleitung
- Netzadapter



ClearView GO 15

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Gerne beraten wir Sie persönlich unter:

Telefon +49 2304 205 0

www.papenmeier-rehatechnik.de