

Compact

10HD & 10HD Speech Compact 8

Mobiles Bildschirmlesegerät



Compact 10HD / 10HD Speech und Compact 8

Seinen Alltag möchte jeder Mensch so selbstständig wie möglich gestalten. Auf das Verständnis und die Hilfe fremder Personen angewiesen zu sein, nur um Kleingedrucktes zu lesen oder Formulare auszufüllen, kann bisweilen sehr unangenehm sein. Mit Compact 10HD bzw. Compact 10HD Speech und Compact 8 haben Sie jederzeit eine große elektronische Lupe.



FUNKTIONEN

- Vergrößerung
- Kameras mit Autofokus
- Größe HD-Touch-Bildschirm
- Darstellung in Echtfarbe und weiteren Farbkombinationen
- Schnappschuss-Speicher
- Akku Laufzeit
- Klappbarer Kameraarm
- Miracast-Drahtlosverbindung
- Aufklappbarer Leseständer
- Texterkennung
- Vorlesefunktion (>30 Sprachen)
- Integrierter Lautsprecher

Compact 10HD	Compact 10HD Speech	Compact 8
0,5 - 22 fach	0,5 - 22 fach	1,8 - 30 fach
ja, 13 MP	ja, 13 MP	ja, 2 x HD
10 Zoll	10 Zoll	8 Zoll
16	16	12
ja	ja	ja
3,5 h	3,5 h	3 h
ja	ja	nein
ja	ja	ja
ja	ja	ja
nein	ja	nein
nein	ja	nein
nein	ja	nein

10HD / 10HD Speech

Technische Daten:

- Abmessungen: 26,2 x 18,7 x 3,2 cm (B x H x T)
- Gewicht: 915 g
- Bildschirm:
Diagonale: 25,4 cm (10 Zoll)
Auflösung: 1280 x 800 Pixel
Kontrast: 800:1
Helligkeit: 450 cd/qm



Kameraarm
Compact 10HD Speech

Lieferumfang:

Schutztasche, Netzteil, Anleitung, Reinigungstuch

Compact 8

Technische Daten:

- Abmessungen: 20,5 x 13,9 x 2,5 cm (B x H x T)
- Gewicht: 774 g
- Bildschirm:
Diagonale: 20,3 cm (8 Zoll)
Auflösung: 1280 x 720 Pixel



Compact 8

Lieferumfang:

Schutztasche mit Trageband, Anleitung, Netzteil, USB-C-Kabel, Reinigungstuch

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Gerne beraten wir Sie persönlich unter:

Telefon +49 2304 205 0

www.papenmeier-rehatechnik.de