


JAWS

Screen Reader vom Marktführer

Zusammen mit Papenmeier
einfach noch besser



Die überzeugende Funktionalität zeichnet JAWS seit vielen Jahren als weltweit führenden Screen Reader für Windows aus. JAWS stellt die Bildschirminformationen Ihres PCs als Sprache und Punktschrift zur Verfügung.



FUNKTIONEN

- Volle Braillezeilenunterstützung
- Qualitativ hochwertige Sprachausgabe dank 'Eloquence' und 'Vocalizer Expressive'
- Vorlesefunktion aus Hintergrundanwendungen
- Text aus Grafik
- Zusatzfunktionen für effiziente Online-Navigation
- Touchscreenfähig
- Windows-Terminalserverfähig
- Citrixkompatibel
- Optionale JAWS-Module erhältlich

JAWS
ja
Deutsch und 6 weitere
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Systemvoraussetzungen:

- Windows 11 (64bit), Windows 10 (64bit)
- Prozessor: 2,2 GHz Multi Core Prozessor [Minimum: i5 12. Generation (oder höher) | Empfohlen: i7 12. Generation (oder höher)]
- Arbeitsspeicher: 8 GB oder höher [Empfohlen: 16 GB]
- Festplatte: 2 GB freier Festplattenspeicher benötigt [Empfohlen: SSD]
- Graphikkarte Graphikkarte od. -chip, mit Unterstützung für DirectX; 9.1 und WDDM 1.1+
- Bildschirmauflösung mind. 1024x768
- Ton Windowskompatible Soundkarte od. -chip
- Internetzugang (JAWS kann über das Internet lizenziert werden und Updates beziehen. Für den normalen Betrieb ist keine Internetverbindung notwendig.)

PERSÖNLICHE BETREUUNG VON ANFANG BIS ENDE

Papenmeier Service

Alles aus einer Hand und persönliche Betreuung von Anfang bis Ende, das sind die Leitgedanken unseres Serviceanspruchs.

- **Hardware:** Unsere BRAILLEX Braillezeilen sind ideal für effiziente Blindenarbeitsplätze.
- **Hilfsmittelsoftware:** Wir bieten Ihnen für den marktführenden Screen Reader JAWS eine Vielzahl von modularen Erweiterungen um bestehende Anwendungslandschaften für blinde Mitarbeiter nutzbar zu machen.
- **Dienstleistungen:** Wir begleiten die Ausstattung eines Blindenarbeitsplatzes von der ersten Umgebungs- und Anforderungsanalyse über die Abstimmung mit den Kostenträgern bis hin zur fachkundigen Installation der Hilfsmittelsoftware und Schulung des Nutzers.

„Hierbei gehen wir individuell auf die Bedürfnisse und Anforderungen aller Projektbeteiligten ein.“

Lizensierung:

JAWS ist als Einzelplatz- oder Multiplatzlizenz erhältlich. Des Weiteren wird ein Lizenzdongle angeboten für Anwender, die ohne Internetzugang oder auf mehreren, verschiedenen Systemen mit JAWS arbeiten.



JAWS und Papenmeier – mehr als nur Standard

Seit mehr als 20 Jahren passen wir JAWS mithilfe der integrierten Scriptsprache individuell an unterschiedliche Fachsoftware an. Mit unseren JAWS-Modulen sind viele Applikationen, wie z.B. Telefonvermittlungsplätze, bereits voll optimiert. Die Erweiterungen werden lediglich in die normale Vollversion von JAWS installiert. Zusätzliche Änderungen sind möglich, um die eventuell speziell für den Arbeitsplatz vorhandenen, individuellen Eigenschaften abzubilden.

Umfassendere Individualisierungen für den Arbeitsplatz sind darüber hinaus notwendig, wenn bei sehr umfangreichen und komplexen Anwendungen nur bestimmte Teile der Arbeitsabläufe bereits angepasst sind. Die hierfür anfallenden Kosten beinhalten gleichzeitig die Dokumentation für den blinden Benutzer sowie die Datensicherung des Sourcecodes und sind somit eine nachhaltige Investition in die Beständigkeit und Effizienz des Arbeitsplatzes.

OPTIMIERTER ARBEITSABLAUF

Effizienzsteigerung durch vereinfachte Bedienung

Direkte Funktionsauswahl durch intelligente Tastenbelegung

Automatische, kontextbezogene Präsentation aktueller Informationen

Optimierte Tastenkombis für maximale Arbeitsgeschwindigkeit



- Zusammenfassung von Funktionen und Programmabläufen innerhalb der Anwendung steigert die Effizienz
- Interaktionen mit anderen Anwendungen werden mit einfachen Funktionen bereit gestellt
- Automatische Präsentation wichtiger Informationen aus dem Kontext der Anwendung heraus erspart aufwändiges und zeitintensives Navigieren und Suchen
- Die direkte Wahl aus anderen Applikationen mit nur einem Tastendruck z.B. an der Braillezeile, wird mit dem JAWS-Modul erst möglich



Paketierung:

Neben der typischen Einzelplatzinstallation bieten wir Ihnen die Möglichkeit der automatischen Softwareverteilung der Hilfsmittelsoftware via Paketierung. Dies erleichtert Ihnen die Verwaltung mehrerer Arbeitsplätze mit JAWS und JAWS-Modulen innerhalb Ihrer Organisation.



Hardwareergänzungen:

Für eine optimale Arbeitsplatzausstattung empfehlen wir unsere BRAILLEX Produkte. Alle BRAILLEX Braillezeilen bieten Ihnen folgende Vorteile: 3 Jahre Garantie, Braillemodule deutscher Produktion, einstellbare Punktstärken, patentierte Navigationsleiste für die einhändige Bedienung.

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST

Es ist unser Anspruch, jeden Arbeitsplatz für Blinde so zu konfigurieren, dass eine langfristige und effektive Betriebsfähigkeit sowie die optimale Unterstützung des Nutzers gewährleistet ist. Aus diesem Grund beraten wir Sie gerne bereits ausführlich im Vorfeld bei der Planung des Arbeitsplatzes und unterstützen Sie nachhaltig bei der Inbetriebnahme. Die Schulung der Anwendung in Verbindung mit dem Hilfsmittel erfolgt nach Bestellung und Absprache von speziell ausgebildetem Personal unserer Firma.

KONTAKT

Telefon +49 2304 205 0

Internet www.papenmeier-rehatechnik.de