

MagniLink

ZIP Premium FHD

Mobiles Vorlagenlesekamarasystem
mit integriertem Monitor



MagniLink ZIP Premium FHD

Im Schul- und Berufsalltag begegnen Sehbehinderte vielen verschiedenen Herausforderungen, die den Einsatz von Vorlagenlesekameras notwendig machen.

Mit dem mobilen MagniLink ZIP Premium FHD sind Sie in der Schule, der Universität oder im Beruf diesen Herausforderungen jederzeit gewachsen. Dank des integrierten Monitors mit Bedienungsleiste ist es von anderem Zubehör unabhängig und flexibel nutzbar. Zusätzlich ist MagniLink ZIP Premium FHD sowohl für den Netzbetrieb als auch mit einem Akku ausgerüstet.



FUNKTIONEN

- Vergößerung
- Full HD-Auflösung
- Volle Bewegungsauflösung
- Darstellung in Echtfarbe und Falschfarben
- Schwenkbare Kamera
- Hilfslinie/Zeilenabdeckung
- Festverbauter Akku
- Festverbauter Kreuztisch DIN A4
- USB-/HDMI-Ausgang

13,3" Monitor	17,3" Monitor
1,1 bis 35 fach	1,4 bis 45 fach
ja	ja
60 Hz	60 Hz
ja	ja
ja	ja
ja	ja
optional	optional
optional	optional
optional	optional

Lieferumfang:

- Kamera
- Tragetasche
- Bedienungsanleitung
- Netzadapter



Technische Daten:

- Full-HD Autofokuskamera, schwenkbar
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- Gewicht ohne Akku: 3,7 kg (13"); 4,3 kg (17")
- Betriebszeit Akku/Ladedauer:
bis 5 h /2,5 h (13"); bis 4,5 h /2,5 h (17")



ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Gerne beraten wir Sie persönlich unter:

Telefon +49 2304 205 0

www.papenmeier-rehatechnik.de



MagniLink ZIP Premium FHD, zusammengeklappt