

Compact

10HD & 10HD Speech 6HD & 6HD Speech

Mobiles Bildschirmlesegerät



Compact 10HD / 10HD Speech und Compact 6HD / 6HD Speech

Seinen Alltag möchte jeder Mensch so selbstständig wie möglich gestalten. Auf das Verständnis und die Hilfe fremder Personen angewiesen zu sein, nur um Kleingedrucktes zu lesen oder Formulare auszufüllen, kann bisweilen sehr unangenehm sein. Mit Compact 10HD bzw. Compact 10HD Speech und Compact 6HD bzw. Compact 6HD Speech haben Sie jederzeit eine große elektronische Lupe.



Funktionen

Vergrößerung

Kameras mit Autofokus

Größe HD-Touch-Bildschirm

Darstellung in Echtfarbe und weiteren Farbkombinationen

Schnappschuss-Speicher

Akku Laufzeit

Klappbarer Kameraarm

Miracast-Drahtlosverbindung

Aufklappbarer Leseständer

Texterkennung

Vorlesefunktion (>30 Sprachen)

Integrierter Lautsprecher

Bluetooth-Headset Anschluss (ab V4.0)

	Compact 10HD	Compact 10HD Speech	Compact 6HD	Compact 6HD Speech
Vergrößerung	0,5 - 22 fach	0,5 - 22 fach	0,5 - 22 fach	0,5 - 22 fach
Kameras mit Autofokus	ja, 13 MP	ja, 13 MP	ja, 2 x HD	ja, 2 x HD
Größe HD-Touch-Bildschirm	10 Zoll	10 Zoll	6 Zoll	6 Zoll
Darstellung in Echtfarbe und weiteren Farbkombinationen	16	16	16	16
Schnappschuss-Speicher	ja	ja		
Akku Laufzeit	3,5 h	3,5 h	3 h	3 h
Klappbarer Kameraarm	ja	ja	nein	nein
Miracast-Drahtlosverbindung	ja	ja	nein	nein
Aufklappbarer Leseständer	ja	ja	ja	ja
Texterkennung	nein	ja	nein	ja
Vorlesefunktion (>30 Sprachen)	nein	ja	nein	ja
Integrierter Lautsprecher	nein	ja	nein	ja
Bluetooth-Headset Anschluss (ab V4.0)	nein	ja	nein	ja

10HD / 10HD Speech

Technische Daten:

- Abmessungen: 26,2 x 18,7 x 3,2 cm (B x H x T)
- Gewicht: 915 g
- Bildschirm:
Diagonale: 25,4 cm (10 Zoll)
Auflösung: 1280 x 800 Pixel
Kontrast: 800:1
Helligkeit: 450 cd/qm



Kameraarm
Compact 10HD Speech

Lieferumfang:

Schutztasche, Netzteil, Anleitung, Reinigungstuch

6HD / 6HD Speech

Technische Daten:

- Abmessungen: 18,3 x 9,5 x 1,4 cm (B x H x T)
- Gewicht: 270 g
- Bildschirm:
Diagonale: 15,1 cm (5,94 Zoll)
Auflösung: 1280 x 720 Pixel
Kontrast: 700:1
Helligkeit: 350 cd/qm



Compact 6HD Speech

Lieferumfang:

Schutztasche, Trageband, Netzteil, Anleitung, USB-Headset-Adapter (beim Compact 6HD Speech)

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Gerne beraten wir Sie persönlich unter:

Telefon +49 2304 205 0

www.papenmeier-rehatechnik.de